

## Das kleine Icke-

Beim Icke handelt es sich um eine Laminierscheibe für die Rahmenfixierung bei Prothesen und Orthesen.

**Für alle Trägermaterialien von Silikon bis Carbon.**




Abbildung: Icke- im transparenten Silikon.



Abbildung Mit dem Icke- ist der Silikonschafts am Carbonrahmen befestigt.

Schaft: Firma [www.geh-vision.de](http://www.geh-vision.de)

## Weitere Besonderheiten

- Leicht **konvex** für bessere Anpassung.
- Aus Aluminium** zur Gewichtsreduzierung.
- Verdrehsicher **für perfekten Halt** auch **im Silikon**.
- Das Icke- gibt es **mit oder ohne Flachkopfschraube**.