

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie


Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Ausrüstung Separator-E

Einfachste Anwendung in 3 Schritten






Unabhängiges Schnellverschlussystem zum Trennen einer **KAFO** in **K+AFO**, oder einer **HKAFO** in **HK+AFO**.
Einsetzbar bei allen Orthesengelenken für Knie- und Knöchel.



Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Maße

Artikel-Nr.	AFO/KAFO	Breite	Stärke	Höhe
Separator-E-klein-16	bis 30 kg	16 mm	12,0 mm	80 mm
Separator-E-mittel-19	bis 70 kg	19 mm	11,5 mm	90 mm
Separator-E-groß-22	bis 110 kg	22 mm	12,0 mm	110 mm



modular



trennbar




verriegelt




kein Feilen nötig

verlängerbar



wasserbeständig



Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de