

**ORTHO**  
SYSTEMS

2000  
2026

Jahre bewegt



## Exzellenz in der Neuro-Orthopädie


Ihr Patient – Unser Beitrag

**Auszug**  
aus dem  
Katalog

Orthetik 14.0  
gültig ab 01.07.2026

# Ausrüstung Separator-X

Einfachste Anwendung in 3 Schritten






Im Stabilitätsträger teilintegriertes Schnellverschlussystem zum Trennen einer **KAFO** in **K+AFO** oder einer **HKAFO** in eine **HK+AFO**. Einsetzbar bei **Liber-IN-Extensor-IN** mit der Kraftunterstützung im Oberschenkelbereich.



#### Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

#### Maße

| Artikel-Nr.                | AFO/KAFO   | Breite | Stärke        | Höhe |
|----------------------------|------------|--------|---------------|------|
| Separator-X-klein-22       | bis 15 kg  | 16 mm  | 6,0 + 6,0 mm  | –    |
| Separator-X-klein-25-Plus  | bis 30 kg  | 16 mm  | 6,0 + 6,0 mm  | –    |
| Separator-X-mittel-28      | bis 40 kg  | 19 mm  | 5,5 + 6,0 mm  | –    |
| Separator-X-mittel-30      | bis 50 kg  | 19 mm  | 5,5 + 8,0 mm  | –    |
| Separator-X-mittel-30-Plus | bis 70 kg  | 19 mm  | 5,5 + 8,0 mm  | –    |
| Separator-X-groß-34        | bis 110 kg | 22 mm  | 6,0 + 10,0 mm | –    |



modular



trennbar




verriegelt




kein Feilen nötig



verlängerbar



wasserbeständig



## Kontakt

Sie erreichen uns  
telefonisch  
per Fax  
per E-Mail  
Post- und Lieferadresse  
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr  
+49 (0) 89/90 47 57 50  
+49 (0) 89/90 47 57 55  
kontakt@ortho-systems-mail.de  
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim  
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

[www.ortho-systems-bewegt.de](http://www.ortho-systems-bewegt.de)