

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Shuttle-Flex



Ausstattung

Basis

- + Bei **vorne und hinten angebrachter Zugeinheit** wirkt sich die Kraft über den Kipphebelmoment bei der Fersenabrollung dämpfend und im Stehen zentrierend sichernd aus

- + Bei **nur hinten angebrachter Krafteinheit** ermöglicht die Zugeinheit einen **entlastenden Zug** in die Plantarflexion

Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Nachverfolgbar durch eigene **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

Nase zur Befestigung am Shuttle Fußbügel







Abb. links





Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.



Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr. Kombiprodukt		AFO/KAFO	HKAFO/RGO		Artikel-Nr.
Shuttle-Flex-22		bis 15 kg	bis 15 kg		SH-Flex-22
Shuttle-Flex-25		bis 25 kg	bis 25 kg		SH-Flex-25
Shuttle-Flex-28		bis 35 kg	bis 35 kg		SH-Flex-28
Shuttle-Flex-30		bis 45 kg	bis 45 kg		SH-Flex-30
Shuttle-Flex-32		bis 55 kg	bis 55 kg		SH-Flex-32
Shuttle-Flex-34		bis 70 kg	bis 70 kg		SH-Flex-34





Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de