

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Shuttle-Uno-back



Ausstattung

+ Mit einer **mittleren oder großen Kraft (Plantarflexion-Widerstand)** kann eine korrigierbare **Spitzfußstellung abgesenkt** werden.

+ Mit einer **schwächeren hinteren Krafteinheit** kann beim Fersenauftritt über den Kipphebelmoment die Fersenabrollung **dämpfend unterstützt** werden

Die Zugeinheit ermöglicht in der mittleren Standphase ein **gedämpftes Abrollen**.

Nase zur Befestigung am Shuttle Fußbügel




Abb. links


Basis

Als Kombiprodukt mit einem Shuttle Knöchelgelenk, für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag, sowie eine schnelle, unkomplizierte Bestellung


Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Nachverfolgbar durch eigene **Serien-Nummer**


Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**







Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.



Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr. Kombiprodukt		AFO/KAFO		Artikel-Nr.
Shuttle-Uno-back-22		bis 15 kg		SH-Uno-back-22
Shuttle-Uno-back-25		bis 25 kg		SH-Uno-back-25
Shuttle-Uno-back-28		bis 35 kg		SH-Uno-back-28
Shuttle-Uno-back-30		bis 45 kg		SH-Uno-back-30
Shuttle-Uno-back-32		bis 55 kg		SH-Uno-back-32
Shuttle-Uno-back-34		bis 70 kg		SH-Uno-back-34





von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwischuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de