

# Liber-Extensor-S



## Ausstattung

- + **Die Krafteinheit** unterstützt das Kniegelenk in der Streckung und hilft während des Sitz- und Aufrichtvorgangs.
- + Durch Verändern **des Krafthebels** kann die Streckkraft über **3 Positionen** reduziert oder erhöht werden.
- + **Der Beugewinkelanschlag** beträgt für komfortables Sitzen **115 Grad**

**Gedämpfter Beugeanschlag**

**Unterschiedliche Kräfte** verfügbar

**Flache Basisaufnahme** für nachträgliches Ergänzen  
**Zwei unterschiedliche Basisaufnahmen**  
beim Kombiprodukt




Abb. links


## Basis

**Komplett montiert** mit allen benötigten Teilen als Funktionsergänzung für ein Konso Kniegelenk


**Als Kombiprodukt** mit einem Liber Kniegelenk für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung.

Nachverfolgbar durch **eigene Serien-Nummer**



Übersichtlich **bebilderte Gebrauchsanweisung**



Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.  
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.



### Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

| Artikel-Nr. Kombiprodukt |  | KAFO      | HKAFO     |  | Artikel-Nr.        |
|--------------------------|---|-----------|-----------|---|--------------------|
| Liber-Extensor-S-22      |   | bis 15 kg | bis 15 kg |   | Extensor-S-22      |
| Liber-Extensor-S-25-Plus |   | bis 30 kg | bis 25 kg |   | Extensor-S-25-Plus |
| Liber-Extensor-S-28      |   | bis 40 kg | bis 35 kg |   | Extensor-S-28      |
| Liber-Extensor-S-30      |   | bis 50kg  | bis 45 kg |   | Extensor-S-30      |
| Liber-Extensor-S-30-Plus |   | bis 70 kg | bis 60 kg |   | Extensor-S-30-Plus |
| Liber-Extensor-S-34      |   | bis 85 kg | bis 85 kg |   | Extensor-S-34      |

|   |  |  |  |  |   |  |   |  |
|---|--|--|--|--|---|--|---|--|
|  <p>gesperrt</p> |  <p>Streckung in 5°</p> |  <p>Beugung in 115°</p> |  <p>rückverlagert</p> |  <p>modular</p> |  <p>Kraftunterstützung</p> |  <p>kein Feilen nötig</p> |  <p>geräuschgedämpft</p> |  <p>wasserbeständig</p> |
|---|--|--|--|--|---|--|---|--|